

フローサイトメーターAttune の蛍光波長検出域

| レーザー | 検出器 | LP | BP | 検出幅 | 使用できる主な蛍光色素 |
|----------------|-----|-----|--------|---------|---------------------------------------|
| Blue 488 nm | BL1 | | 530/30 | 515-545 | FITC, Alexa Fluor 488, GFP |
| | BL2 | 555 | 574/26 | 561-587 | PE, PI |
| | BL3 | 600 | 690/50 | 665-715 | PerCP-Cy5.5, 7AAD, EMA, PE-Cy5, PerCP |
| | BL4 | 740 | 780/60 | 750-810 | PE-Cy7 |
| Red 638 nm | RL1 | 645 | 660/20 | 650-670 | APC, Alexa Fluor 647 |
| | RL2 | 690 | 780/60 | 750-810 | APC-Cy7 |